



Artikelnummer: 3.86.020

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Edelstahl 1.4301 poliert
Maße: ca. 175 x 345 x 470 mm (BxTxH)
Flammsperre im Behälterhals
selbstschließendes Dosierhahn mit Belüftung
automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8

Handelswarekategorie	Sicherheitsbehälter
Handelsware-Filter	flüssige Gefahrstoffe
Außenbreite	345 mm
Außentiefe	175 mm
Außenhöhe	470 mm
Gewicht (Produkt)	3,7 kg