



Artikelnummer: 4.094.00

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 267 x 178 (D x H in mm),
außen pulverbeschichtet rot,
innen zinnbeschichtet,
Deckel nach Benutzung selbstschließend,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.
Prüfungen: FM/UL-geprüft

Handelswarekategorie

Reinigungsgefäße

Außenhöhe

178 mm

Gewicht (Produkt)

3 kg