



Artikelnummer: 4.10.021

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Behälter Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti) poliert

Maße: ca. 120 x 333 (D x H in mm)

Dichtungen: LDPE

ohne Schraubkappe

Incl. Tränkeller mit Flamm Sperre und

Pumpwerk Edelstahl 1.4301

Füllstandskontrolle

Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und

Arbeitsrichtlinie A1.3 (ASR) vorbereitet.

Tränkeller-Durchmesser: ca. 120 mm

Handelswarekategorie

Reinigungsgefäße

Außenhöhe

333 mm

Gewicht (Produkt)

2,5 kg