



Artikelnummer: 4.105.75

**Produktbereich**

Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

Maße: ca. 290 x 270 (D x H in mm)

innen zinnbeschichtet,

außen pulverbeschichtet rot,

Flammsperre als Tränkteller,

Behälterkennzeichnung nach

GefStoffV und BGV A8.

Prüfungen:

FM-geprüft

**Handelswarekategorie**

Reinigungsgefäße

**Außenhöhe**

270 mm

**Gewicht (Produkt)**

3,5 kg