



Artikelnummer: 4.14.045

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 125 x 85 x 150 (B x T x H in mm)

Behälter weiß, bruchsicher,

mit Verschlusskappe und Pinsel,

Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Handelswarekategorie

Reinigungsgefäße

Außenbreite

85 mm

Außentiefe

125 mm

Außenhöhe

150 mm

Gewicht (Produkt)

0,5 kg