



Artikelnummer: 4.14.090

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 180 x 100 x 180 (B x T x H in mm)

Behälter weiß, bruchsicher,

mit Verschlusskappe und Pinsel,

Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Handelswarekategorie

Reinigungsgefäße

Außenbreite

100 mm

Außentiefe

180 mm

Außenhöhe

180 mm

Gewicht (Produkt)

0,8 kg