



Artikelnummer: 4.14.150

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 210 x 110 x 190 (B x T x H in mm)
Behälter weiß, bruchsicher,
mit Verschlusskappe und Pinsel,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Handelswarekategorie	Reinigungsgefäße
Außenbreite	110 mm
Außentiefe	210 mm
Außenhöhe	190 mm
Gewicht (Produkt)	1 kg