



Artikelnummer: 4.270.03

Produktbereich
Produktkategorie

Sicherheitsausstattung

Teilekorb aus verzinktem Stahlblech
für Tauchtank 4.271.10 und 4.273.11
Maße (LxBxH): ca. 406 x 330 x 102 mm
schnelleres Reinigen von mehreren
Kleinteilen je Reinigungsvorgang

Handelswarekategorie	Reinigungstanks
Handelsware-Filter	Zubehör
Außenbreite	330 mm
Außentiefe	406 mm
Außenhöhe	102 mm
Gewicht (Produkt)	4 kg