



Artikelnummer: 4.270.04

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Siebboden aus verzinktem Stahlblech für Tauchtank 4.271.10 und 4.273.11
Maße (LxBxH): ca. 584 x 349 x 19 mm, sammelt groben Schmutz beim Sedimentieren, ermöglicht einfaches Reinigen während des Lösemittelwechsels.

Handelswarekategorie	Reinigungstanks
Handelsware-Filter	Zubehör
Außenbreite	349 mm
Außentiefe	584 mm
Außenhöhe	19 mm
Gewicht (Produkt)	2 kg