



Artikelnummer: 4.270.05

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Teilekorb aus verzinktem Stahlblech
für Tauchtank 4.272.20 und 4.273.22
Maße (LxBxH): ca. 711 x 330 x 102 mm
schnelleres Reinigen von mehreren
Kleinteilen je Reinigungsvorgang

Handelswarekategorie	Reinigungstanks
Handelsware-Filter	Zubehör
Außenbreite	330 mm
Außentiefe	711 mm
Außenhöhe	102 mm
Gewicht (Produkt)	5 kg