



Numéro d'article: 4.270.05

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

panier en tôle d'acier galvanisée
pour récipients d'immersion 4.272.20 et 4.273.22
dim. (LxPxH): env. 711 x 330 x 102 mm
nettoyage rapide de plusieurs pièces par
chaque activité.

Catégorie de marchandises	Cuves de nettoyage
Filtre pour marchandises	accessoires
Largeur extérieure	330 mm
Profondeur extérieure	711 mm
hauteur extérieure	102 mm
Poids (produit)	5 kg