



Artikelnummer: 4.270.06

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Siebboden aus verzinktem Stahlblech für Tauchtank 4.272.20 und 4.273.22
Maße (LxBxH): ca. 584 x 349 x 19 mm
Sammelt groben Schmutz beim Sedimentieren, ermöglicht einfaches Reinigen während des Lösemittelwechslens.

Handelswarekategorie

Reinigungstanks

Handelsware-Filter

Zubehör

Außenbreite

349 mm

Außentiefe

584 mm

Außenhöhe

19 mm

Gewicht (Produkt)

3 kg