



Artikelnummer: 4.271.10

Produktbereich

Sicherheitsausrüstung

Produktkategorie

Füllmenge: ca. 48 Liter

Außenmaße: ca. 610 x 496 x 845 (B x T x H mm)

Becken (innen): ca. 603 x 406 x 222 (B x T x H mm)

Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem
Stahlblech, rot lackiert.3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes
Entleeren.Selbstständiges, langsames Schließen des Deckels
über Gasdruckfedern.

Prüfung: FM-geprüft.

Handelswarekategorie

Reinigungstanks

Außenbreite

406 mm

Außentiefe

610 mm

Außenhöhe

222 mm

Gewicht (Produkt)

30 kg