



Artikelnummer: 4.272.60

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Füllmenge: ca. 2 x 34 Liter

Außenmaße: ca. 895 x 496 x 845 (BxTxH mm)

Becken (innen): ca. 2x 438 x 406 x 305 (BxTxH mm)

Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert.

Für die Reinigung extrem verschmutzter Teile.

Vorreinigung in der 1. Kammer, Endreinigung in der 2. Kammer.

3/4"-Gewinde je Kammer im Beckenboden für gezieltes Entleeren.

Prüfung: FM-geprüft.

Handelswarekategorie

Reinigungstanks

Außenbreite

406 mm

Außentiefe

895 mm

Außenhöhe

305 mm

Gewicht (Produkt)

38,5 kg