



Numéro d'article: 4.272.60

**Gamme de produits**

Équipement de  
sécurité

**Catégorie de produit**

capacité de charge: env. 2 x 34 litres  
dim. ext.: env. 895 x 496 x 845 (L x P x H mm)  
bassin (int.): 2 x 438 x 406 x 305 (L x P x H mm)  
bassin, couvercle et bâti support en  
tôle d'acier, laquée en rouge.  
filetage-3/4" en fond du bassin pour  
déchargement efficace.  
Pour le nettoyage des pièces extrêmement salées.  
Prénettoyage dans la 1ère chambre, nettoyage  
final dans la 2ième chambre.  
Grâce aux ressorts de pression à gas,  
le couvercle se ferme légèrement.  
Vérifications: essai FM.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Catégorie de marchandises | Cuves de nettoyage |
| Largeur extérieure        | 406 mm             |
| Profondeur extérieure     | 895 mm             |
| hauteur extérieure        | 305 mm             |
| Poids (produit)           | 38,5 kg            |