



Artikelnummer: 4.273.11

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Füllmenge: ca. 48 Liter

Außenmaße: ca. 610 x 496 x 273 (B x T x H mm)

Becken (innen): ca. 603 x 406 x 222 (B x T x H mm)

Zum Aufstellen auf die Werkbank.

Becken und Deckel aus verzinktem
Stahlblech, rot lackiert.

Deckel im Brandfall selbstschließend.

3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes

Entleeren.

Prüfung: FM-geprüft.

Handelswarekategorie	Reinigungstanks
Außenbreite	406 mm
Außentiefe	610 mm
Außenhöhe	222 mm
Gewicht (Produkt)	15,5 kg