



Artikelnummer: 4.273.22

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Füllmenge: ca. 97 Liter

Außenmaße: ca. 895 x 496 x 336 (B x T x H mm)

Becken (innen): ca. 889 x 406 x 305 (B x T x H mm)

Zum Aufstellen auf die Werkbank.

Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert.

Deckel im Brandfall selbstschließend.

3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes

Entleeren.

Prüfung: FM-geprüft

Handelswarekategorie

Reinigungstanks

Außenbreite

406 mm

Außentiefe

895 mm

Außenhöhe

305 mm

Gewicht (Produkt)

25 kg