

Artikelnummer: 4.276.01

Produktbereich
Produktkategorie

Sicherheitsausstattung



Maße: ca. 240 x 160 (D x H in mm),
außen pulverbeschichtet rot,
innen zinnbeschichtet,
Deckel im Brandfall selbstschließend
mittels Schmelzsicherung,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.
Prüfungen:
FM/UL-geprüft

Handelswarekategorie

Reinigungsgefäße

Außenhöhe

160 mm

Gewicht (Produkt)

2,5 kg