



Artikelnummer: 4.276.02

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 235 x 260 (D x H in mm)
außen pulverbeschichtet rot,
innen zinnbeschichtet,
Deckel im Brandfall selbstschließend
mittels Schmelzsicherung,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.
Prüfungen:
FM/UL-geprüft

Handelswarekategorie

Reinigungsgefäße

Außenhöhe

260 mm

Gewicht (Produkt)

2,5 kg