



Artikelnummer: 4.277.05

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 380 x 405 (D x H in mm)

Inhalt: ca. 19 Liter

Stahlblech, innen zinnbeschichtet,

außen pulverbeschichtet rot,

selbstschließende Einfüllöffnung mit Flamm Sperre,

Behälterdeckel fest verschließbar,

automatischer Überdruckausgleich,

mit Erdungslasche.

Handelswarekategorie

Reinigungsgefäße

Außenhöhe

405 mm

Gewicht (Produkt)

4 kg