



Artikelnummer: 5.43.100

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 255 x 152 (B x H mm),
Wandaschenbecher aus Stahlblech,
für den Einsatz im freien
Pulverbeschichtet schwarz
mit verzinktem Inneneimer
Schnelles und einfaches Öffnen,
Entleeren und Reinigen
Abschliessbar
Einfache Wandmontage

Handelswarekategorie	Sicherheitsascher
Außenbreite	152 mm
Außentiefe	255 mm
Außenhöhe	64 mm
Gewicht (Produkt)	2,3 kg