



Artikelnummer: 5.92.024

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Sicherheits-Wandaschenbecher aus Stahlblech,
Behälter pulverbeschichtet, neusilber,
Einwurftrichter lackiert, schwarz
Maße (Ø x H) ca. 150 x 145 mm
Volumen ca. 2,4 Liter
Trichterförmige Deckelöffnung verhindert im Brandfall die Sauerstoffzufuhr,
aufgrund der Löschkopfkonstruktion werden glimmende Zigarettenkippen selbstständig gelöscht.
einfaches Entleeren,
mit Wandhalterung.

Handelswarekategorie

Sicherheitsascher

Außenbreite

145 mm

Gewicht (Produkt)

2,5 kg