



Numéro d'article: 5.92.024

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Cendrier sécurité avec fixation murale
récipient poudré, maillechort
ouverture laquée, noire
dim.: env. 150 x 145 (D x H en mm),
volume: env. 2,4 litres
l'ouverture d'entonnoir évite une alimentation
en oxygène en cas de l'incendie,
grâce à la tête d'effacement
des cigarettes couvantes se sont éteindues
automatiquement,
évacuation facile,
fixation murale.

Catégorie de marchandises

Cendrier de sécurité

Largeur extérieure

145 mm

Poids (produit)

2,5 kg