



Artikelnummer: 5.92.025

**Produktbereich**

Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

Sicherheits-Wandaschenbecher aus Stahlblech,  
Behälter pulverbeschichtet, rot  
Einwurftrichter lackiert, schwarz  
Maße (Ø x H) ca. 150 x 145 mm  
Volumen ca. 2,4 Liter  
Trichterförmige Deckelöffnung verhindert im Brandfall die Sauerstoffzufuhr, aufgrund der Löschkopfkonstruktion werden glimmende Zigarettenkippen selbstständig gelöscht.  
einfaches Entleeren,  
mit Wandhalterung.

**Handelswarekategorie**

Sicherheitsascher

**Außenbreite**

145 mm

**Gewicht (Produkt)**

2,5 kg