



Artikelnummer: 5.92.026

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Sicherheits-Wandaschenbecher,
Behälter aus Edelstahl
Maße (Ø x H) ca. 150 x 145 mm
Volumen ca. 2,4 Liter
Trichterförmige Deckelöffnung verhindert im Brand-
fall die Sauerstoffzufuhr,
aufgrund der Löschkopfkonstruktion werden
glimmende Zigarettenkippen selbstständig gelöscht.
einfaches Entleeren,
mit Wandhalterung.

Handelswarekategorie

Sicherheitsascher

Außenbreite

145 mm

Gewicht (Produkt)

2 kg