



Artikelnummer: 5.93.020

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Sicherheits-Tischaschenbecher aus Edelstahl,
zum selbstständigen Löschen glimmender Zigaretten.

Maße: ca. 150 x 70 (D x H mm),

Volumen ca. 1,0 Liter

Einfache Entleerung und Reinigung durch
abnehmbares Kopfteil.

Geeignet auch für Tischabfälle, ideal für die
Gastronomie.

Handelswarekategorie	Sicherheitsascher
Außenbreite	70 mm
Gewicht (Produkt)	1,5 kg