



Numéro d'article: 7.80.136

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Pour 78 x bouteille de gaz Ø = 220 mm
Pour l'entreposage adéquat des bouteilles de gaz
dans les espaces extérieurs.
Surface galvanisé selon EN ISO 1461.
Livraison démonté avec
plan d'assemblage.
avec double porte battente
L x H 2160 x 1985 mm avec serrure cylindrique
Dimensions (ext.) en mm:
3100 x 1500 x 2160 (L x P x H)
Finition selon TRGS 510.

Catégorie de marchandises	Bouteille de gaz en dehors
Largeur extérieure	1500 mm
Profondeur extérieure	3100 mm
hauteur extérieure	2180 mm
Poids (produit)	290 kg