



Numéro d'article: 9.31.405

**Gamme de produits**

aménagement de  
sécurité

**Catégorie de produit**

Solution stérile de chlorure de sodium (0,9%).  
Équipée d'une coupelle oculaire ergonomiquement  
moulée et d'un capuchon anti-poussière.  
La bouteille est adaptée au remplissage des stations de rinçage  
oculaire et pour une utilisation individuelle.  
Durée de conservation 3 ans.  
Temps de rinçage env. 5 minutes.  
Conforme à DIN EN 15154-4:2009.

**Catégorie de marchandises**

Produits d'urgence

**Filtre pour marchandises**

Douches d'urgence

**Poids (produit)**

0,7 kg