



Artikelnummer: 9.31.510

Produktbereich
Produktkategorie

Sicherheitsausstattung

Handliche Augenspülflasche mit 200 ml ph-neutraler Phosphatpufferlösung (4,9%).

Für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen.

Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe.

Die Flasche ist zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den Einzeleinsatz geeignet.

Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Koffer und Aufbewahrung in der speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche.

Haltbarkeit 3 Jahre.

Spülzeit ca. 2 Minuten.

Gemäß DIN EN 15154-4:2009.

Handelswarekategorie

Notfallprodukte

Handelsware-Filter

Notduschen

Gewicht (Produkt)

0,5 kg