



Numéro d'article: 9.31.805

Gamme de produits

équipement de
sécurité

Catégorie de produit

avec solution stérile de chlorure de sodium (0,9%).

Avec support mural et pictogramme intégré.

La station est en outre équipée d'un miroir
et permet un rinçage particulièrement correct
et rapide sur les postes de travail où un
temps de rinçage plus long est nécessaire.

Dimensions de la station murale (HxLxP) 290 x 230 x 80 mm.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 10 minutes.

Conformément à DIN EN 15154-4:2009

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence

Filtre pour marchandises

Douches d'urgence

Poids (produit)

2,3 kg