



Numéro d'article: 9.32.045

Gamme de produits

Équipement de sécurité

Catégorie de produit

Avec deux flacons :

1 x 200 ml solution tampon phosphate pH neutre (4,9 %) et

1 x 500 ml solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %).

Avec pictogramme intégré et miroir.

y compris le plan d'urgence oculaire.

Particulièrement adaptée à l'utilisation sur des postes de travail où des acides, des bases et des corps étrangers peuvent pénétrer dans l'œil.

Dimensions de la station murale (HxBxT) 265 x 227 x 110 mm.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 7 minutes.

Conformément à DIN EN 15154-4:2009

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence

Filtre pour marchandises

Douches de sécurité

Poids (produit)

1,6 kg