

Numéro d'article: 1.40.502

Gamme de produits aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 3880 x 1300 x 200 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 335 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis (de 3 pièces) galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Dim.: env. 3880 x 1300 x 200 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 335 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis (de 3 pièces) galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises

Bacs de rétention

Largeur extérieure

1300 mm

Profondeur extérieure

3880 mm

hauteur extérieure

200 mm