

Numéro d'article: 1.40.601

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env.3280 x 1300 x 200 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 280 l

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis (de 3 pièces) galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Dim.: env.3280 x 1300 x 200 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 280 l

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis (de 3 pièces) galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises

bacs de rétention

Largeur extérieure

1300 mm

Profondeur extérieure

3280 mm

hauteur extérieure

200 mm