

Numéro d'article: 1.41.204

## Gamme de produits

Équipement de  
sécurité

### Catégorie de produit

Dim.: env. 2400 x 800 x 250 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 1000 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Dim.: env. 2400 x 800 x 250 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 1000 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

### Catégorie de marchandises

Bacs de rétention

#### Largeur extérieure

800 mm

#### Profondeur extérieure

2400 mm

#### hauteur extérieure

250 mm