

Numéro d'article: 1.46.015

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

avec 4 caillebotis,

Dim étagèr.: 1000 x 600 x 2100 (L x P x H en mm)

Dim bacs rét.: 1200 x 800 x 360 (B x T x H in mm)

capacité volume: 200 l,

adaptable pour des liquides F+, F ainsi que

des liquides en risque polluant d'eau WGK 1 - 3,

supports et étagères galvanisées,

niveaux réglables tout les 25 mm,

capacité par étagère: 150 kg,

étalement de charge symétrique présumé,

hauteur étriers: 100 mm.

Etagère à enficher par le client.

Vérifications:

Etagères avec déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon DLG-FOKUS-TEST, TÜV.

avec 4 caillebotis,

Dim étagèr.: 1000 x 600 x 2100 (L x P x H en mm)

Dim bacs rét.: 1200 x 800 x 360 (B x T x H in mm)

capacité volume: 200 l,

adaptable pour des liquides F+, F ainsi que

des liquides en risque polluant d'eau WGK 1 - 3,

supports et étagères galvanisées,

niveaux réglables tout les 25 mm,

capacité par étagère: 150 kg,

étalement de charge symétrique présumé,

hauteur étriers: 100 mm.

Etagère à enficher par le client.

Vérifications:

Etagères avec déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon DLG-FOKUS-TEST, TÜV.

Catégorie de marchandises	Bacs de rétention
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	1200 mm
hauteur extérieure	2100 mm