

Ausschreibungstext

Artikelnummer: 1.46.020

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

mit je 4 Gitterrostböden,

Regalmaße: ca. 2000 x 600 x 2100 (B x T x H in mm)

Wannenmaße: ca. 2400 x 800 x 250 (B x T x H in mm)

Auffangvolumen: 200 l,

geeignet für brennbare Flüssigkeiten F+, F und

wassergefährdende Flüssigkeiten WGK 1 - 3,

Standwanne, Regalständer und Gitterrostböden

verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm,

Tragfähigkeit je Boden 150 kg bei gleichmäßig

verteilter Last, Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe,

Regal im Stecksystem zur Selbstmontage.

Prüfungen:

Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

nach StawaR, DLG-FOKUS-TEST, TÜV-GEPRÜFT

mit je 4 Gitterrostböden,

Regalmaße: ca. 2000 x 600 x 2100 (B x T x H in mm)

Wannenmaße: ca. 2400 x 800 x 250 (B x T x H in mm)

Auffangvolumen: 200 l,

geeignet für brennbare Flüssigkeiten F+, F und

wassergefährdende Flüssigkeiten WGK 1 - 3,

Standwanne, Regalständer und Gitterrostböden

verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm,

Tragfähigkeit je Boden 150 kg bei gleichmäßig

verteilter Last, Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe,

Regal im Stecksystem zur Selbstmontage.

Prüfungen:

Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

nach StawaR, DLG-FOKUS-TEST, TÜV-GEPRÜFT

HW-Kategorie

Auffangwannen

Außenbreite ca.

800 mm

Außentiefe ca.

2400 mm

Außenhöhe ca.

2100 mm