

Numéro d'article: 1.47.530

Gamme de produits

Équipements de
sécurité

Catégorie de produit

avec 4 étagères,

Dim.: env. 1000 x 600 x 2000 (L x P x H en mm)

capacité volume: 4 x 30 l,

adaptable pour des liquides F+, F ainsi que

des liquides en risque polluant d'eau WGK 1 - 3,

supports et étagères galvanisées,

niveaux réglables tout les 25 mm,

capacité par étagère: 150 kg,

étalement de charge symétrique présumé.

Etagère à enficher par le client.

Vérifications:

Etagères avec déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon DLG-FOKUS-TEST, TÜV.

avec 4 étagères,

Dim.: env. 1000 x 600 x 2000 (L x P x H en mm)

capacité volume: 4 x 30 l,

adaptable pour des liquides F+, F ainsi que

des liquides en risque polluant d'eau WGK 1 - 3,

supports et étagères galvanisées,

niveaux réglables tout les 25 mm,

capacité par étagère: 150 kg,

étalement de charge symétrique présumé.

Etagère à enficher par le client.

Vérifications:

Etagères avec déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon DLG-FOKUS-TEST, TÜV.

Catégorie de marchandises	bacs de rétention
Largeur extérieure	600 mm
Profondeur extérieure	1000 mm
hauteur extérieure	2000 mm