

Numéro d'article: 1.48.212

Gamme de produits équipement de
sécurité

Catégorie de produit

pour 2 x fût à 200 l,

Dim.: env. 1437 x 1015 x 1614 (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

tôle d'acier laquée: bleu - RAL 5012

ventilation naturelle,

bac de rétention a caillebotis galvanisé ,

toit verrouillable avec vérin pneumatique

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Homologation générale du DiBt, Berlin

Z-38.5-101, testées selon TÜV.

pour 2 x fût à 200 l,

Dim.: env. 1437 x 1015 x 1614 (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

tôle d'acier laquée: bleu - RAL 5012

ventilation naturelle,

bac de rétention a caillebotis galvanisé ,

toit verrouillable avec vérin pneumatique

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Homologation générale du DiBt, Berlin

Z-38.5-101, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises

conteneur de stockage

Largeur extérieure

1015 mm

Profondeur extérieure

1437 mm

hauteur extérieure

1614 mm