

Numéro d'article: 1.49.212

Gamme de produits équipement de
sécurité

Catégorie de produit

pour 2 x fût à 200 l,
Dim.: env. 1437 x 1015 x 1614 (L x P x H en mm),
volume collecté: 210 l
ventilation naturelle,
bac de rétention a caillebotis galvanisé,
toit verrouillable avec vérin pneumatique.
Porte frontale abaissable peut être
utiliser comme rampe d'accès,
glisses de réglage: hauteur 100 mm,
convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.
Attestations:
Homologation générale du DiBt, Berlin
Z-38.5-101, testées selon TÜV.

pour 2 x fût à 200 l,
Dim.: env. 1437 x 1015 x 1614 (L x P x H en mm),
volume collecté: 210 l
ventilation naturelle,
bac de rétention a caillebotis galvanisé,
toit verrouillable avec vérin pneumatique.
Porte frontale abaissable peut être
utiliser comme rampe d'accès,
glisses de réglage: hauteur 100 mm,
convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.
Attestations:
Homologation générale du DiBt, Berlin
Z-38.5-101, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises	conteneur de stockage
Largeur extérieure	1015 mm
Profondeur extérieure	1437 mm
hauteur extérieure	1614 mm