

Numéro d'article: 1.49.412

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

pour 2 x fût à 200 l,

Dim.: env. 1437 x 1015 x 1514 (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

ventilation naturelle,

bac de rétention a caillebotis galvanisé,

toit verrouillable avec vérin pneumatique

Porte frontale abaissable peut être

utiliser comme rampe d'accès,

convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Homologation générale du DiBt, Berlin

Z-38.5-101, testées selon TÜV.

pour 2 x fût à 200 l,

Dim.: env. 1437 x 1015 x 1514 (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

ventilation naturelle,

bac de rétention a caillebotis galvanisé,

toit verrouillable avec vérin pneumatique

Porte frontale abaissable peut être

utiliser comme rampe d'accès,

convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Homologation générale du DiBt, Berlin

Z-38.5-101, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises

conteneur de stockage

Largeur extérieure

1015 mm

Profondeur extérieure

1437 mm

hauteur extérieure

1514 mm