

Numéro d'article: 1.49.414

Gamme de produits aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

pour 4 x fût à 200 l,

Dim.: env. 1437 x 1500 x 1457 (L x P x H en mm),

volume collecté: 220 l

ventilation naturelle,

bac de rétention a caillebotis galvanisé,

toit verrouillable avec vérin pneumatique.

Porte frontale abaissable peut être

utiliser comme rampe d'accès,

convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Homologation générale du DiBt, Berlin

Z-38.5-101, testées selon TÜV.

pour 4 x fût à 200 l,

Dim.: env. 1437 x 1500 x 1457 (L x P x H en mm),

volume collecté: 220 l

ventilation naturelle,

bac de rétention a caillebotis galvanisé,

toit verrouillable avec vérin pneumatique.

Porte frontale abaissable peut être

utiliser comme rampe d'accès,

convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Homologation générale du DiBt, Berlin

Z-38.5-101, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises

conteneur de stockage

Largeur extérieure

1500 mm

Profondeur extérieure

1437 mm

hauteur extérieure

1457 mm