

Numéro d'article: 1.52.476

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 2000 x 500 (L x P en mm)

contenu:

2 supports

4 consoles (réglables à 140 mm)

2 caillebotis

capacité: 120 kg chaque caillebotis

sous condition de chargement symétrique

Dim.: env. 2000 x 500 (L x P en mm)

contenu:

2 supports

4 consoles (réglables à 140 mm)

2 caillebotis

capacité: 120 kg chaque caillebotis

sous condition de chargement symétrique

Catégorie de marchandises

conteneur de stockage

Largeur extérieure

500 mm

Profondeur extérieure

2000 mm