

Artikelnummer: 1.52.477

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 2000 x 500 (B x T in mm)

bestehend aus:

2 Regalständer

6 Regalkonsolen (alle 140 mm verstellbar)

3 Gitterrostböden

Belastung: 120 kg pro Gitterrostboden

bei gleichmäßig verteilter Last

Maße: ca. 2000 x 500 (B x T in mm)

bestehend aus:

2 Regalständer

6 Regalkonsolen (alle 140 mm verstellbar)

3 Gitterrostböden

Belastung: 120 kg pro Gitterrostboden

bei gleichmäßig verteilter Last

HW-Kategorie

Lagercontainer

Außenbreite ca.

500 mm

Außentiefe ca.

2000 mm