

Artikelnummer: 1.72.030

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

für Kleingebinde,

Maße: ca. 1000 x 600 x 85 (L x B x H in mm),

geringes Eigengewicht: 4 kg,

zur Lagerung wassergefährdender,

nichtbrennbarer Flüssigkeiten, WGK 1 - 3.

Prüfung:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-40.22-388 des DIBt-Berlin

für Kleingebinde,

Maße: ca. 1000 x 600 x 85 (L x B x H in mm),

geringes Eigengewicht: 4 kg,

zur Lagerung wassergefährdender,

nichtbrennbarer Flüssigkeiten, WGK 1 - 3.

Prüfung:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-40.22-388 des DIBt-Berlin

HW-Kategorie

Auffangwannen

Außenbreite ca.

600 mm

Außentiefe ca.

980 mm

Außenhöhe ca.

85 mm