

Numéro d'article: 1.96.100

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

parts aux supports en acier inoxydable 1.4301
et PTFE, conductibles,
purge dévissable.

Tirant d'eau: 910 mm

Volume de refoulement par levée: 560 ml

Longueur totale: 1.030 mm.

Tuyau plongeur-Ø 32 mm

parts aux supports en acier inoxydable 1.4301
et PTFE, conductibles,
purge dévissable.

Tirant d'eau: 910 mm

Volume de refoulement par levée: 560 ml

Longueur totale: 1.030 mm.

Tuyau plongeur-Ø 32 mm

Catégorie de marchandises

Pompes