

Numéro d'article: 1.96.105

Gamme de produits équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Robinet d'arrêt et douille purge ainsi que
parts aux supports en acier inoxydable 1.4301
et PTFE, conductibles,
purge dévissable.

Tirant d'eau: 910 mm

Volume de refoulement par levée: 560 ml

Longueur totale: 1.030 mm.

Tuyau plongeur-Ø 32 mm

Robinet d'arrêt et douille purge ainsi que
parts aux supports en acier inoxydable 1.4301
et PTFE, conductibles,
purge dévissable.

Tirant d'eau: 910 mm

Volume de refoulement par levée: 560 ml

Longueur totale: 1.030 mm.

Tuyau plongeur-Ø 32 mm

Catégorie de marchandises

Pompes