

Artikelnummer: 11.52.300

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Vliesstoff-Bindemittel aus
Polypropylen-Mikrofasern,
Maße: ca. 800 mm x 40 m
längs- u. quer perforiert, alle 500 mm
max. Aufnahmekapazität: 180 l pro VE.
Prüfungen:
GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Vliesstoff-Bindemittel aus
Polypropylen-Mikrofasern,
Maße: ca. 800 mm x 40 m
längs- u. quer perforiert, alle 500 mm
max. Aufnahmekapazität: 180 l pro VE.
Prüfungen:
GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

HW-Kategorie

Notfallprodukte