

Artikelnummer: 11.55.000

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

verschießbare Transportbox mit Rollen und
Handgriff, aus hochstabilem PVC,
Maße LxBxH ca. 80 x 38 x 43 cm
mit Universal-Absorbern - extra saugstark -
für Industrie Flüssigkeiten ausgestattet:
35 Tücher, 3 Schlangen (DxL ca. 7 cm x 1,20 m),
2 Kissen (Vliesstoff-Bindemittel aus
Polypropylen-Mikrofasern)
plus 10 Wischtücher,
1 Paar Handschuhe, 3 Säcke.
Prüfungen:
Absorber GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

verschießbare Transportbox mit Rollen und
Handgriff, aus hochstabilem PVC,
Maße LxBxH ca. 80 x 38 x 43 cm
mit Universal-Absorbern - extra saugstark -
für Industrie Flüssigkeiten ausgestattet:
35 Tücher, 3 Schlangen (DxL ca. 7 cm x 1,20 m),
2 Kissen (Vliesstoff-Bindemittel aus
Polypropylen-Mikrofasern)
plus 10 Wischtücher,
1 Paar Handschuhe, 3 Säcke.
Prüfungen:
Absorber GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

HW-Kategorie

Notfallprodukte