

Artikelnummer: 11.90.910

**Produktbereich** Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

Feingranulat aus vernetzten Polymeren hergestellt,  
für alle Flüssigkeiten einsetzbar,  
nimmt bis zum 75-fachen des Eigengewichtes auf,  
sparsame und problemlose Dosierung,  
löst keine gefährlichen Reaktionen aus,  
auch bei Regen einsetzbar (pH-neutral),  
Bindersättigung durch Farbtintensivität sichtbar,  
Dambildung möglich, quillt auf,  
verfügt über Indikatorfunktion -  
Farbumschlag Säuren (gelb) / Laugen (rot).

Prüfungen:

GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund  
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Feingranulat aus vernetzten Polymeren hergestellt,  
für alle Flüssigkeiten einsetzbar,  
nimmt bis zum 75-fachen des Eigengewichtes auf,  
sparsame und problemlose Dosierung,  
löst keine gefährlichen Reaktionen aus,  
auch bei Regen einsetzbar (pH-neutral),  
Bindersättigung durch Farbtintensivität sichtbar,  
Dambildung möglich, quillt auf,  
verfügt über Indikatorfunktion -  
Farbumschlag Säuren (gelb) / Laugen (rot).

Prüfungen:

GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund  
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

**HW-Kategorie**

Notfallprodukte

**Außenbreite ca.**

8 mm

**Außentiefe ca.**

12 mm

**Außenhöhe ca.**

23 mm