

Artikelnummer: 11.90.930

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Feingranulat aus vernetzten Polymeren hergestellt,
für alle Flüssigkeiten einsetzbar,
nimmt bis zum 75-fachen des Eigengewichtes auf,
sparsame und problemlose Dosierung,
löst keine gefährlichen Reaktionen aus,
auch bei Regen einsetzbar (pH-neutral),
Bindersättigung durch Farbtintensivität sichtbar,
Dambildung möglich, quillt auf,
verfügt über Indikatorfunktion -
Farbumschlag Säuren (gelb) / Laugen (rot).

Prüfungen:

GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Feingranulat aus vernetzten Polymeren hergestellt,
für alle Flüssigkeiten einsetzbar,
nimmt bis zum 75-fachen des Eigengewichtes auf,
sparsame und problemlose Dosierung,
löst keine gefährlichen Reaktionen aus,
auch bei Regen einsetzbar (pH-neutral),
Bindersättigung durch Farbtintensivität sichtbar,
Dambildung möglich, quillt auf,
verfügt über Indikatorfunktion -
Farbumschlag Säuren (gelb) / Laugen (rot).

Prüfungen:

GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

HW-Kategorie

Notfallprodukte

Außenbreite ca.

24 mm

Außentiefe ca.

39 mm

Außenhöhe ca.

20 mm